

あなたの職場環境は安全ですか？

エックス線漏洩測定のご案内

病院やクリニックで働く方にとって、最も大切なことのひとつは職場環境の安全性です。医療現場で扱うものには誤った使い方をすれば、健康に被害を及ぼすものも多々あります。例えばエックス線装置もそのひとつですが、日頃から定期的に検査を行うことで、このような事故はなくなり、皆様が安心して働ける医療現場になります。

私どもは、エックス線の測定業務の提供を通じ、職場環境の安全性を調査し、報告する代行業務をしております。

ぜひこの機会に、よりよい職場環境の実現のためのお手伝いをお任せください。

エックス線漏洩測定とは？

エックス線室からの漏洩線量を、放射線測定器を用いて測定することをいいます。下記の4項目に該当する場合は、エックス線室の管理区域の漏洩線量測定を行わなければなりません。

- 新しくエックス線装置を設置した時（開設者変更・医療法人化を含む）
- エックス線装置を入れ替えた時
- エックス線装置及びエックス線室の構造設備を変更した時
- 規定により6ヶ月を超えない期間毎に1回（医療法施工規則第30条の22）結果記録保持は5年間

作業環境測定について

職場における労働者の健康障害を防止し、より快適な作業環境を確保するためには、作業環境管理・作業管理・健康管理の3つの方法で労働衛生を進めることが必要です。

職場において6ヶ月以内毎に1回の測定をお勧めします。

測定は、専任技師による信頼のサービスをご利用ください

お気軽に当社にご相談ください

株式会社メジロメディカル

高度管理医療機器等販売業・貸与業
許可番号 知保第1000245号

☎ 050-8884-5061 ✉ info@mejiro-medical.jp

📍 〒474-0026 愛知県大府市桃山町二丁目8番地の1 担当：齋藤